


Anti-Rgs5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

Artikelnummer: CM0030235



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes RGS5 (Regulator der G-Protein-Signalgebung 5). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die GPCR-Signalwegsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8490
Gen-ID	8490
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O15539
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel