

Anti-Rgs7-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49802

Artikelnummer: CM0025518



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RGS7 (Regulator der G-Protein-Signalisierung 7) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von GPCR-vermittelten Signaltransduktionskaskaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RGS7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6000
GenID	6000
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49802
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel