


Anti-Rhbdd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Teb9

Artikelnummer: CM0014363



Einführung

RHBDD1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit humanem, murinem und ratten RHBDD1, einer Rhomboid-Protease, die an ERAD, Apoptose und Spermatogenese beteiligt ist. Ideal für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHBDD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Spezies	Human
GeneID	84236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 206-315 von humanem RHBDD1 (NP_115652.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEB9
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel