

Anti-Rhbdf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cc6

Artikelnummer: CM0024121

Einführung

Anti-RHBDF1 polyklonaler Antikörper (Kaninchen), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes inaktives Rhomboid-Protein 1 (iRhom1), kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der EGFR-Signalgebung und des Proteintransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHBDF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; Gen-89; Gen-90; RHBDF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	64285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-400 von humanem RHBDF1 (NP_071895.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96CC6
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel