


Anti-Rheb Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15382

Artikelnummer: CM0018212



Einführung

RheB Rabbit pAb erkennt menschliches, murines und Ratten-RheB-Protein (~20 kDa) in WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Ideal für Forschung zur mTOR-Signalgebung und Zellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RheB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RHEB2; RheB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6009
GeneID	6009
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15382
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel