

## Anti-Rhoa Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61586

Artikelnummer: CM0013958



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen RhoA (ARHA) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung von Zytoskelettorganisation, Zellmigration und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | RhoA Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Aliase | ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA                                                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)    | 387                                                                                                                                               |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 94-193 von menschlichem RhoA (NP_001655.1) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                               |
| SWISS              | P61586                                                                                                                                            |
| Proteingewicht     | 22kDa                                                                                                                                             |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                         |