

Anti-Rhoa Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Artikelnummer: CM0013576



Einführung

Der anti-RhoA Kaninchen-Polyclonale Antikörper (P61586) von CamelBio ist für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert. Er erkennt menschliches, murines und Ratten-RhoA (22 kDa), eine kleine GTPase, die das Zytoskelett und die Zellmigration reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Art	Mensch
GenID (Mensch)	387
GenID	387
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61586
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel