


Monoklonaler Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0012061



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen RHOA/RHOB/RHOC, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. 22-kDa-Protein – Q16695 / P68431.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOA/RHOB/RHOC-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	387/388/389
Gen-ID	389/387/388
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-193 des humanen RHOA/RHOB/RHOC (P08134) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku