


Anti-RhoB-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62745

Artikelnummer: CM0029618



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-RhoB-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes RhoB (~22 kDa). Geeignet für Apoptose-, Krebs- und Zellsignalisierungsforschung. - P62745

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	388
Gen-ID	388
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-190 von humanem RhoB (NP_004031.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62745
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel