


Anti-RhoB-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62745

Artikelnummer: CM0007615



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RhoB. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Apoptose, Tumorigenese und Zelltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoB-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Spezies	Mensch
Gen-ID	388
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 des humanen RhoB (NP_004031.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62745
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku