

Anti-Rhoc Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08134

Artikelnummer: CM0020657



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RhoC, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RhoC (~22 kDa). Ideal für die Signaltransduktions- und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoC Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
Spezies	Human
GeneID (human)	389
GeneID	389
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08134
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel