

Anti-Rhoc Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - P08134

Artikelnummer: CM0014664



Einführung

KO-validierter kaninchen polyklonaler Antikörper gegen RhoC (P08134). Entwickelt für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ermöglicht die Untersuchung der Rolle von RhoC bei Signaltransduktion, zytoskelettaler Dynamik und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RhoC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	389
GeneID	389
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-193 von menschlichem RhoC (NP_786886.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P08134
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel