

Anti-Rhod Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000212

Artikelnummer: CM0028433



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RHOD (RhoD), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 23 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29984
GenID	29984
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem RHOD (NP_055393.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000212
Proteinmolekulargewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel