


Anti-Rhog Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

Artikelnummer: CM0023061



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-RHOG-Antikörper, validiert für Western Blot (WB), IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattem RHOG. Ideal für die Forschung an immunologischen Synapsen, Zellmigration und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHG; RHOG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	391
GenID	391
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem RHOG (NP_001656.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84095
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel