


Anti-Rhogap (P190-B) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13017

Artikelnummer: CM0007667



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Validiert für WB, IP und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen der Rho-GTPase-Signalübertragung, Zellmigration und Dynamik des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoGAP-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	394
GeneID	394
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1150–1300 des humanen RhoGAP (Q13017) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13017
Proteingewicht	172 kDa
Versand	Kühlakku