


Anti-Rhogap Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13017

Artikelnummer: CM0025734



Einführung

RhoGAP polyklonaler Kaninchen-Antikörper (Q13017), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. GTPase-aktivierendes Protein für die Rho-Familie. Ideal für Studien zur Zellsignalisierung und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RhoGAP Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	394
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1292-1501 des menschlichen RhoGAP (NP_001164.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13017
Proteingewicht	172 kDa
Versand	Eisbeutel