


Anti-Rhot1/Miro1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ixi2

Artikelnummer: CM0026150



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RHOT1/MIRO1 (mitochondriales Rho-GTPase 1), validiert für WB und ELISA. Erkennt Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 310-590). Ideal für die Forschung zu mitochondrialem Transport und Spaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] RHOT1/MIRO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55288
Gen-ID	55288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 310-590 von humanem RHOT1/MIRO1 (NP_060777.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXI2
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel