

Anti-Rhot2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8IXI1

Artikelnummer: CM0027877



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RHOT2 (MIRO-2) gerichtet ist, für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Untersucht mitochondrialen Transport und subzelluläre Verteilung. UniProt Q8IXI1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	89941
GenID	89941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 340-550 von menschlichem RHOT2 (NP_620124.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXI1
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel