


## Anti-Rhou Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L0Q8

Artikelnummer: CM0020766



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RHO (WRCH1, CDC42L1), validiert für Western Blot und ELISA. Einsatz in der Erforschung von Zellmorphologie, Zytoskelettorganisation und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                   |
|-------------------|----------------------------------------|
| Produktname       | RHO Rabbit pAb                         |
| Bemerkungen/Alias | ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO |
| Spezies           | Mensch                                 |
| GenID (Mensch)    | 58480                                  |
| GenID             | 58480                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                   |
| Quelle            | Kaninchen                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                 |
| SWISS             | Q7L0Q8                                 |
| Proteingewicht    | 28 kDa                                 |
| Versand           | Eisbeutel                              |