

Anti-Ric8A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npq8

Artikelnummer: CM0017595

Einführung

Hochwertiger Anti-RIC8A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt RIC8A (Synembryn-A) von Mensch, Maus und Ratte, ein Chaperon und GEF für G-Alpha-Proteine. Ideal für Erforschungen der Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIC8A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIC8; RIC8A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	60626
GenID	60626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 362-531 des menschlichen RIC8A (NP_001273063.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPQ8
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel