

Anti-Rictor Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q6R327

Artikelnummer: CM0027561



Einführung

RICTOR Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes RICTOR mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Dieses ~192 kDa Protein ist ein Schlüsseladapter in mTORC2, vermittelt AKT-Phosphorylierung und Zellwachstum. - Q6R327

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RICTOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Spezies	Mensch
GeneID	253260
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1043-1142 von humanem RICTOR (NP_689969.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q6R327
Proteingewicht	192kDa
Versand	Eisbeutel