

Anti-Rig-I/Ddx58 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095786

Artikelnummer: CM0009681



Einführung

Anti-Rig-I/DDX58 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (SWISS 095786) validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches RIG-I, einen zytoplasmatischen RNA-Sensor, der für die angeborene antivirale Immunität entscheidend ist. Geeignet für Forschungsstudien zu Infektionskrankheiten und Interferonsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rig-I/DDX58 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Spezies	Mensch
Gen-ID	23586 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von menschlichem Rig-I/DDX58
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095786
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel