

Anti-Rig-I/Ddx58-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095786

Artikelnummer: CM0007108



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Rig-I/DDX58 (RIG-I, DDX58). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität und antiviraler Reaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rig-I/DDX58-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23586
GeneID	23586
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95786
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Kühlakku