

## Kaninchen-Poliklonaler Anti-Rig-I/Ddx58-Antikörper Für Wb Und Elisa - O95786

Artikelnummer: CM0014568



### Einführung

CamelBio bietet einen spezifischen Kaninchen-poliklonalen Antikörper gegen menschliches Rig-I/DDX58, validiert für Western Blot und ELISA. Er erkennt menschliches und Ratten-Rig-I, einen zentralen angeborenen Immunrezeptor für die virale RNA-Erkennung und antivirale Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Rig-I/DDX58 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Aliase | RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58                                                                                  |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID             | 23586                                                                                                                           |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 825-925 von menschlichem Rig-I/DDX58 entspricht (NP_055129.2) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS              | O95786                                                                                                                          |
| Proteingewicht     | 107 kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |