


Anti-Rims2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uq26

Artikelnummer: CM0017932



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen RIMS2, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung der synaptischen Exozytose und verwandter neurologischer Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIMS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9699
Gen-ID	9699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von menschlichem RIMS2 (NP_055492.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UQ26
Proteingewicht	160kDa
Versand	Eisbeuteln