

Anti-Rin2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wyp3

Artikelnummer: CM0013462

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RIN2 (Ras and Rab interactor 2), auch bekannt als RASSF4, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Untersuchungen des Endozytose-Weges.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACS; RASSF4; RIN2
Spezies	Mensch
Gen-ID	54453
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WYP3
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel