


Anti-Ring1B/Rnf2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99496

Artikelnummer: CM0007007



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen RING1B/RNF2 (RING2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-RING1B. Ideal für epigenetische, Chromatin- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1B/RNF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-336 von menschlichem RING1B/RNF2 (NP_009143.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99496
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel