


Monoklonaler Anti-Ring1B/Rnf2-Antikörper Für Wb, Ip Und Elisa - Q99496

Artikelnummer: CM0009853



Einführung

Hochwertiger, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RING1B/RNF2 (RING2). Validiert für WB, IP und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Essentiell für die Erforschung der Polycomb-Repression und der Histon-H2A-Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1B/RNF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6045
GeneID	6045
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 100-200 von humanem RING1B/RNF2, Q99496)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99496
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel