


Anti-Ring1B/Rnf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Artikelnummer: CM0030750



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen RING1B/RNF2 (E3 Ubiquitin-Protein-Ligase RING2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Chromatin- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1B/RNF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6045
Gen-ID	6045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-336 von menschlichem RING1B/RNF2 (NP_009143.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99496
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel