


Anti-Ring1B/Rnf2 Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99496

Artikelnummer: CM0005892



Einführung

Kaninchen PolymAb® monoklonaler Antikörper gegen humanes RING1B/RNF2 (E3-Ubiquitin-Ligase), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Epigenetik und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1B/RNF2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliae	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6045
GenID	6045
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99496
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel