


Anti-RioK2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Bvs4

Artikelnummer: CM0018448



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RIOK2, geeignet für Western Blot und ELISA. Das Zielprotein ist an der Ribosomenbiogenese und der Regulation des Zellzyklus beteiligt. Ideal für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIOK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIO2; RIOK2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55781
GeneID	55781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 253-552 des humanen RIOK2 (NP_060813.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BVS4
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Kühlakku