


Anti-Riox2/Mina53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iuf8

Artikelnummer: CM0002516



Einführung

RIOX2/MINA53 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches, Maus- und Ratten-RIOX2. Diese Lysin-Demethylase und ribosomale Hydroxylase ist an Zellwachstum, Ribosomenbiogenese beteiligt und in Krebserkrankungen hochreguliert. Ideal für epigenetische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIOX2/MINA53 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ROX; MDIG; MINA; NO52; JMJD10; MINA53; RIOX2/MINA53
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84864
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 350-450 von humanem RIOX2/MINA53, Q8IUF8)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUF8
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel