

Anti-Rip3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9QZL0

Artikelnummer: CM0005582



Einführung

Anti-RIP3 Kaninchen-Monoklonalantikörper für die Forschung zu Nekroptose und Apoptose bei Mäusen. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA-Anwendungen. Rekombinantes Immunogen aus den Aminosäuren 320-420 von Maus-RIP3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIP3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Rip3; 2610528K09Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	11035
GenID	56532
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 320-420 von Maus-RIP3 (NP_064339.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZL0
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel