

## Anti-Rip3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9QzL0

Artikelnummer: CM0020566



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus RIP3 (Ripk3), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zu Nekroptose, Apoptose und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RIP3 Kaninchen pAb                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | Rip3; 2610528K09Rik; RIP3                                                                                     |
| Art               | Maus                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 11035                                                                                                         |
| GenID             | 56532                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 320-420 von Maus RIP3 (NP_064339.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                        |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                           |
| SWISS             | Q9QZL0                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 53kDa                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                     |