

Anti-Rip3/Ripk3 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9Y572

Artikelnummer: CM0022111



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RIP3 (RIPK3). Validiert für IHC-P und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Nekroptose, Apoptose und Interaktionen zwischen Viren und Wirtszellen. Verwenden Sie diesen Forschungsantikörper, um programmierte Zelltodwege und die Stoffwechselregulation zu untersuchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIP3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIP3; RIPK3
Art	Mensch
Gen-ID	11035
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 410-518 des humanen RIP3 (NP_006862.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y572
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku