


Anti-Ripk1/Rip Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0003896



Einführung

Dieser [KD Validated] RIPK1/RIP Kaninchen-mAb erkennt menschliches RIPK1. Validiert für WB, IP, ELISA. Ideal für die Untersuchung von TNF-vermittelter Apoptose, Nekroptose und Entzündungswegen. Das rekombinante Immunogen sorgt für Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validated] RIPK1/RIP Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8737
Gen-ID	8737
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13546
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel