


Anti-Ripk1/Rip Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ip, Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0004620



Einführung

KO-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RIPK1/RIP. Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Das rekombinante Immunogen deckt die Aminosäuren 465-671 ab; erkennt Isoformen von ~76/71 kDa. Wichtiger Regulator der Apoptose, Nekroptose und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] RIPK1/RIP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8737
Gen-ID	8737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 465-671 von humanem RIPK1/RIP (NP_003795.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13546
Proteingewicht	76 kDa/71 kDa
Versand	Eisbeutel