


## Anti-Ripk1/Rip Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0025634



### Einführung

Validierter kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen RIPK1/RIP (RIP1) für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes und murines RIP1, eine Serin-Threonin-Kinase, die TNF-induzierte Apoptose, Nekroptose und Entzündungswege reguliert. Geeignet für die Erforschung von Zelltod-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RIPK1/RIP Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 8737                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 465-671 von humanem RIPK1/RIP (NP_003795.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                    |
| SWISS             | Q13546                                                                                                                          |
| Proteinmasse      | 75 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |