


Anti-Ripk1/Rip Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0030178



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches RIPK1/RIP (RIP1). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung zu Apoptose, Nekroptose und inflammatorischer Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIPK1/RIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8737
GenID	8737
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem RIPK1/RIP (NP_003795.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13546
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel