


Anti-Ripk2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043353

Artikelnummer: CM0019743



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-RIPK2-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RIPK2, eine zentrale Kinase der angeborenen Immunität, die an der NOD1/2-Signalübertragung und NF- κ B-Aktivierung beteiligt ist. Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RIPK2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8767
GeneID	8767
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-540 des humanen RIPK2 (NP_003812.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43353
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku