

Anti-Ripk3 (Rip3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y572

Artikelnummer: CM0005985



Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen humanes RIPK3 (RIP3), geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Nekroptose- und Apoptose-Signalwegen in der Krebs- und Virusinfektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ripk3 Mouse mAb
Bemerkungen/Alias	RIP3; RIPK3
Spezies	Human
GeneID (human)	11035
GeneID	11035
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem RIP3 (NP_006862.2) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y572
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel