

## Anti-Ripk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P57078

Artikelnummer: CM0028295

### Einführung

CamelBio bietet Anti-RIPK4 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper an, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem RIPK4. Ideal für Studien zur Keratinozytendifferenzierung, Haut-Homöostase und NF-κB-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RIPK4 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 54101                                                                                                                        |
| GeneID            | 54101                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 240-520 des humanen RIPK4 (NP_065690.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                 |
| SWISS             | P57078                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 92kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |