


Anti-RLN2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04090

Artikelnummer: CM0025092



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Prorelaxin H2 (RLN2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Ideal für die Untersuchung schwangerschaftsbedingtem Bindegewebeumbau und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RLN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6019
GeneID	6019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-185 von humanem RLN2 (NP_604390.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P04090
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche