


Anti-Rmi2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96E14

Artikelnummer: CM0028730



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RMI2 (BLAP18) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Wesentlich für die genomische Stabilität und homologe Rekombination; geeignet für die DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RMI2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BLAP18; C16orf75; RMI2
Spezies	Mensch
Gen-ID	116028 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von menschlichem RMI2 (NP_689521.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96E14
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel