

Anti-Rmnd1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nws8

Artikelnummer: CM0023377

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RMND1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur mitochondrialen Translation und Ribosomenassemblierung. Ideal für die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RMND1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RMND1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55005
GenID	55005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 13-200 des menschlichen RMND1 (NP_060379.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWS8
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel