

Anti-Rmnd5A Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H871

Artikelnummer: CM0013733



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches RMND5A, eine Kernkomponente des CTLH E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexes. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zum Ubiquitinierungsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RMND5A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64795
Gen-ID	64795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-270 des menschlichen RMND5A (NP_073617.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H871
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel