


Anti-Rnase1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07998

Artikelnummer: CM0026979



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RNASE1 (Ribonuklease A), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des RNA-Stoffwechsels und der Pankreasfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 29-156 von humanem RNASE1 (NP_937875.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07998
Protein-Molekulargewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel