

Anti-Rnase2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P10153

Artikelnummer: CM0030062



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RNASE2 (EDN/RNS2, SWISS P10153). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Eosinophilenfunktion, lysosomaler Aktivität und Ribonuklease-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RNASE2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6036
GenID	6036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-161 des humanen RNASE2 (NP_002925.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10153
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel