

Anti-Rnase2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - O35291

Artikelnummer: CM0028497

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes Maus-RNASE2-Protein hergestellt wurde. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA-Anwendungen und validiert in den Spezies Mensch, Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mR4; RNS2; Rnase2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6036
GenID	53877
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-155 der Maus-RNASE2 (NP_001017422.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O35291
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel