


Anti-Rnase3 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P12724

Artikelnummer: CM0023953



Einführung

RNASE3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen das humane eosinophile kationische Protein (ECP) gerichtet ist. Validiert für IHC-P und ELISA, eignet er sich für die Erforschung der angeborenen Immunität und Entzündungen. - P12724

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNASE3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6037
GenID	6037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-160 des humanen RNASE3 (NP_002926.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12724
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel